

CANAL CLEAN

Жидкость для промывки и сушки корневого
канала

CE 1011

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

СОСТАВ: изопропиловый спирт, этилацетат, ацетон.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт CANAL CLEAN предназначен для использования при стоматологической обработке для промывки корневого канала. Он ускоряет сушку корневого канала перед заполнением.

Адаптер с пробкой для подачи препарата в шприц.

1. Открутить крышку бутылочки.

2. Поместить адаптер в горлышко бутылки и плотно вдавить.

3. Чтобы привести в готовность, удалить синюю пробку. Закрутить конец шприца в отверстие адаптера, наклонить бутылочку с препаратом вниз головой и набрать жидкость в шприц, удерживая одновременно адаптер. Затем поставить бутылочку головой вверх на стол и аккуратно выкрутить шприц из адаптера. Рекомендуется использовать шприц с наконечником Люэра с резиновым поршнем.

5. Для переноски снять адаптер и закрутить крышку бутылочки на бутылочку.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

После тщательной обработки корневого канала использовать CANAL CLEAN в качестве последней среды; наносить продукт с помощью шприца с эндодонтической иглой и после этого высушить канал бумажными кончиками.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не применять продукт для пациентов с повышенной чувствительностью к компонентам продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Может вызывать раздражение кожи. Является раздражителем для слизистой оболочки ротовой полости. В случае контакта немедленно промыть водой. Продукт является раздражителем для глаз.

В случае контакта немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании внутрь не вызывать рвоту. Выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью. Может вызывать сонливость и головокружение.

При работе с продуктом необходимо использовать резиновый (внутриротовой) изолятор слюны. Необходимо использовать одноразовые перчатки, защитные очки и защитную одежду.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25 °C.

Хранить в недоступных детям местах. Срок годности указан на основной упаковке.

После открытия упаковки срок годности не изменяется, если продукт тщательно закрывается после каждого использования.

ОБРАЩЕНИЕ С УПАКОВКОЙ ПРОДУКТА

Пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с нормативами.

УПАКОВКА

Бутылочка с 45 мл препарата, адаптер с пробкой, дозатор.

Bottle of 45ml of preparation, adapter with a plug, dispenser.



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Phone/fax 00 48 15 842 35 85